



**レギュレーター**  
IM-055



2段減圧式の圧力調整器、インキュベーターで使用しやすいスケール表示ですので低圧領域での微妙な調整が簡単です。

1次圧力計 0~25Mpa  
2次圧力計 0~0.3Mpa

**集塵フィルターキット**  
IF-200(CPI/CPM-165に対応)



浮遊する塵・カビ胞子をトラップし庫内汚染の発生を軽減させます。フィルターの材質は、ガラスペーパーで0.3μmのポアサイズです。

交換用フィルター IF-15

**アクリル製小扉**



扉開閉時の庫内環境の急激な変化を最小限にとどめます。

**CPI/CPM-165に対応**

IM-102(2枚扉) W451×H234mm×2枚扉  
IM-103(3枚扉) W451×H155mm×3枚扉  
IM-104(4枚扉) W451×H116mm×4枚扉  
IM-100(6枚扉) W451×H77mm×6枚扉

**ガラス小扉セット**  
GAW-165DH CPI/CPM-165専用のオプションです



内ガラス扉をガラス小扉セットに入れ替えて使用できます。乾熱滅菌にも対応します。

ガラス小扉 3枚  
ガラス小扉開放寸法 W377×H126mm  
ガラス材 t4mm強化ガラス

**棚板・ブラケット**



ステンレス鋼板製です。表面は滑らかで安定しています。ブラケットは、2本1組になっており取付けが簡単です。

CPI/CPM-165 棚板 165001  
CPI/CPM-165 ブラケット 165002(2本/組)

**半トレー (CPI/CPM-165に対応)**



棚板1段に2ヶ入れることができます。材質により2種類用意されています。軽量なので取り扱いやすく作業効率を高めます。

アルミ半トレー 165003  
ステンレス半トレー 165008

**ガスガードシステム (据置型)**  
GS-701



ガスボンベを2本接続し、使用中のボンベが空になると自動的に予備ボンベに切替える装置です。

外形寸法 W210×D390×H94mm  
製品質量 4.5Kg 電源 AC100V1A  
※内蔵タイプ Cat.NO.00461000とは別です。

**標準ガスアナライザー**  
AGA-2008



インキュベーター専用のガス濃度アナライザー、充電式バッテリー内蔵です。

CO<sub>2</sub>測定範囲 0~18.0%  
O<sub>2</sub>測定範囲 0~22.0%  
外形寸法 W150×D280×H187mm  
製品質量 4.5Kg 電源 AC100V1A

**163L専用標準架台**  
IM-011/IM-033



163Lインキュベーターを架台に固定できます。また架台を床や壁に固定させるツールが別途用意されています。

IM-011 インキュベーター架台(キャスター付)  
W700×D635×H600mm  
IM-033 インキュベーター架台(2連用キャスター付)  
W700×D635×H150mm

**475L用標準架台**  
IM-475STD



475L大容量インキュベーターの専用標準架台です。架台に固定されます。キャスターを下して移動ができます

IM-475STD  
W877×D684×H365mm

**!** 当社では、保証は製品のみを対象とし、製品の故障により誘発される損害は補償できませんので予めご了承ください。

発売元 **株式会社 アステック** 代理店

URL <http://www.astec-bio.com>  
E-mail [info@astec-bio.com](mailto:info@astec-bio.com)  
facebook <https://www.facebook.com/asteclaboratory>

Management System ISO 9001:2008  
CERTIFIED ID: 091008028  
www.astec.com ID: 091008028  
本社・工場・福岡Br

本社 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4丁目6番15号  
TEL (092) 935-5585 FAX (092) 936-6613

東京営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目3番1号秋葉原OSビル2F  
TEL (03) 3834-4485 FAX (03) 3834-4626

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目4番17号新大阪上野東洋ビル9F  
TEL (06) 6838-3108 FAX (06) 6305-4616

福岡営業所 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4丁目6番15号アステックビル5F  
TEL (092) 935-5685 FAX (092) 935-5581

札幌営業所 〒065-0014 札幌市東区北14条東15丁目3-5 S・Tビル5F B号室  
TEL (011) 780-4485 FAX (011) 780-4488

# ダイレクトヒート型 CO<sub>2</sub>/マルチガス インキュベーター



165仕様

大容量475仕様

DIRECT HEAT  
CO<sub>2</sub>/MULTI GAS INCUBATOR

