



循環方式

インテバイオステーションは、実体顕微鏡タイプ(ATシリーズ) 倒立顕微鏡タイプ(AIMシリーズ) ならびに顕微鏡2台搭載したタイプ(AIMTシリーズ※) があります。



ATシリーズ

■ 共通仕様

- ① **ハイレベルなクリーン環境**
- ② **フラットな作業**
スペースモニターは壁面に埋め込み、ステージウォーマーや顕微鏡除振台は作業床面に組込み、ビデオデッキ、電源コンセント等は作業台下の棚に収納することにより、安全性と作業効率がアップしました。
- ③ **ディスカッションにも最適**
壁面に組込まれた液晶モニターで顕微鏡映像を見ることができます。
- ④ **顕微鏡作業に最適**
風量とダウンライトはバリエブルに調整できます。
- ⑤ **インテバイオステーションは、オプションで処置室との間にバスボックスをつけることができます。**
(弊社、営業担当にお問い合わせください。)



スライド式バスボックス取付け例



AIMシリーズ

■ ATシリーズ 実体顕微鏡仕様

- ① **実体顕微鏡の操作が手元で行えます。**
顕微鏡の透過照明の調光、斜照明反射ミラーの傾斜角度が手元で操作できます。
- ② **顕微鏡プレートウォーマー組込み**
作業スペースと実体顕微鏡のステージは、ウォーマーを組込んだフラット設計になっています。

■ AIMシリーズ 倒立顕微鏡仕様

倒立顕微鏡、マイクロコンピューターをクリーンな環境でご使用いただけます。
作業床面にエア式除振装置を組込み倒立顕微鏡に外部及びファンモーターなどの振動が影響しないようにしました。

■ AIMTシリーズ 実体倒立顕微鏡仕様

スペースを有効に利用するのに2種類の顕微鏡を搭載しました。
ATとAIMを1台にアレンジし、限られたスペースを有効利用しました。
別に実体顕微鏡を2台(AITTシリーズ)や倒立顕微鏡を2台(AIMMシリーズ)にも対応致します。



(寸法単位=mm)

型 式	AT-100	AIM-100	AT-130	AIM-130	AT-160	AIM-160	AT-180	AIM-180	AIMT-180	AT-200	AIM-200	AIMT-200
外形寸法(H×W×D)	1920											
	1,000×750		1,300×750		1,600×750		1,800×750		2,000×750			
作業空間寸法(H×W×D)	750(スライドガラス最大開口高700)											
	950×610		1,250×610		1,550×610		1,750×610		1,950×610			
LEDランプ	4本 28W		5本 35W		6本 42W				8本 56W			
ダウンライト	15W×2(30%まで調光可)											
風速	0~0.4m/sec以上可変式											
製品質量	220kg	220kg	280kg	280kg	320kg	320kg	355kg	355kg	355kg	385kg	385kg	385kg
サービスコンセント	3A						15A					
電源	AC100V・12A 50/60Hz						AC100V・15A 50/60Hz					
価格	¥1,950,000	¥2,450,000	¥2,150,000	¥2,630,000	¥2,300,000	¥2,760,000	¥2,700,000	¥3,000,000	¥4,000,000	¥2,980,000	¥3,500,000	¥4,250,000

●顕微鏡及び取付費は別途 ●顕微鏡用プレートウォーマーは定価に含まれていません。(実体顕微鏡取付費 ¥190,000 倒立顕微鏡取付費 ¥140,000 一部製品を除く)

※顕微鏡の種類によりAITT、AIMMとなる場合がございます。※本製品のデータは、当社基準で測定されております。