



既存の施設内にGMP対応システムを導入しませんか。

外気の侵入、埃や微生物の移動による汚染から細胞培養を行う作業空間の清浄度を確実に守るように設計された壁埋め込み型クリーンルームです。
細胞治療や再生医療に用いるヒト細胞や組織の加工、製造を行う場としてご提案致します。



弊社細胞科学研究所での作業風景




器材を壁に埋め込み気流の障害をできるだけ無くしました

現場に合わせた
実践的な
GMPコンサルティング

**GMPの豊富な
経験から実践的な
コンサルティングを**

- GMP設置、設備のコンサルティング
- GMP教育訓練及び指導




屋内に設置可能

既存の施設に
GMP対応
クリーンルームを

バイオクリーンルーム

- クラス100が可能
- 清浄区域とメンテナンスルームの隔離
- 乱流のないスムーズなエアの流れ
- 省スペースで既存の部屋に設置可能
- 低予算でハイレベルなクリーン度



安全・運転・履歴の
GMP対応
管理システムを

マネージメントシステム

- 培養装置及び仕様機器の履歴管理システム
- 業務運営(品質検査・工程)管理システム
- 文書管理システム



GMP対応
維持管理及び
保守管理

維持管理及び保守管理

- バリテーション
- サニテーション

クリーン
テクノロジー
製品