




## All Media Are Serum Free! No Supplements Required! Ready to Use!



### ■ 特長

- ① ウシのみでなく、ラクダ・ヤギ・ヒツジの胚培養にも使用可能です。
- ② 目的に応じて製品を選べる豊富なラインナップによって包括的なウシ胚培養システムを提案します。
- ③ 胚への感染とロットごとの安定性を考慮しSerum-Freeの設計です。
- ④ 全製品が安全性の高いBSAが添加されたReady-to-useの製品のため使用の際に手間を省くことができます。
- ⑤ ISO9001, ISO13485に準拠した施設で製造されています。
- ⑥ 1年～2年という長期の保存期間です。
- ⑦ エンドトキシンテスト<0.05EU/ml, BEA



製品名	使用目的	使用期限	容量	型番	定価	
BO-IVC	ワンステップ胚培養液	メディウム交換不要、初期胚期から胚盤胞期間までの継続培養が可能、BSA含有、ヒアルロン酸含有、ゲンタマイシン含有	製造日より18ヶ月	10ml	61001	¥7,600
BO-IVM	体外成熟培養液	低濃度グルコース含有、BSA含有、ゲンタマイシン含有	製造日より18ヶ月	10ml	61002	¥5,900
BO-IVF	媒精用メディウム	ヘパリンとPHE溶液を最適に含有し、受精能の獲得・前核形成・胚発生を向上、BSA含有、ゲンタマイシン含有	製造日より18ヶ月	10ml	61003	¥5,900
BO-SemenPrep	精子洗浄用メディウム	従来のグラジエント法に比べ簡易で細胞へのダメージが軽減、ゲンタマイシン含有	製造日より24ヶ月	20ml	61004	¥4,900
BO-Biopsy	バイオプシー用メディウム	BSA含有、HEPES含有、ゲンタマイシン含有	製造日より24ヶ月	10ml	61005	¥5,500
BO-Transfer	運搬移動中の胚培養用メディウム	Day5～胚盤胞期までの培養をサポート、インキュベーター外操作、BSA含有、HEPES含有、ゲンタマイシン含有	製造日より24ヶ月	10ml	61006	¥7,000
BO-OPU	採卵及び洗浄用メディウム	ゲンタマイシン含有	製造日より24ヶ月	500ml	61007	¥11,400
BO-Wash	卵子洗浄及びインキュベーター外操作用メディウム	HEPES含有、ゲンタマイシン含有	製造日より24ヶ月	50ml	61008	¥5,900
BO-HEPES-IVM	インキュベーター外の体外成熟培養用メディウム	低濃度グルコース含有、BSA含有、HEPES含有、ゲンタマイシン含有	製造日より18ヶ月	10ml	61009	¥5,900
BO-Oil	オーバーレイ専用オイル	0.2µmフィルターでろ過滅菌、超純粋を使用したプレウォッシュ済	製造日より18ヶ月	50ml	62000	¥3,200
BO-VitriCool	初期胚・桑実胚のガラス化保存溶液	簡単な3ステッププロトコル、in vivo由来・in vitro由来両方に対応、BO-VitriWarmとの併用をお勧めします	製造日より12ヶ月	Kit	63001	¥6,600
BO-VitriWarm	ガラス化保存された胚の融解溶液	簡単な4ステッププロトコル、BO-VitriCoolとの併用をお勧めします	製造日より12ヶ月	Kit	63002	¥7,200