




動物用培養液のトップメーカー 高い胚発生率！



IVF Bioscienceは、動物用IVF培養液の世界をリードするメーカーです。英国に拠点を置き、ISO9001、ISO13485に準拠した施設で製造されており、世界各国に高品質な培養液を提供します。

特長

- ウシのみでなく、ラクダ・ヤギ・ヒツジの胚培養にも使用可能です。
- 豊富なラインナップによって、包括的な胚培養システムを提案します。
- 胚への感染リスクとロットごとの差を無くし、安定性を考慮したSerum-Freeの設計です。
- 全製品が安全性の高いBSAが添加されたReady-to-useの製品のため、使用の際に手間を省くことができます。
- 1年～2年という長期の保存期間です。



製品名	使用目的	使用期限	容量	型番	価格(税別)	
BO-IVC	ワンステップ胚培養液	メディウム交換不要、初期胚期から胚盤胞期間までの継続培養が可能 BSA含有、ヒアルロン酸含有、ゲンタマイシン含有	製造日より18ヶ月	10ml	71005	¥8,500
BO-IVM	体外成熟培養液	低濃度グルコース含有、BSA含有、ゲンタマイシン含有	製造日より18ヶ月	10ml	71001	¥6,500
BO-IVF	媒精用メディウム	ヘパリンとPHE溶液を最適に含有し、受精能の獲得・前核形成・胚発生を向上、BSA含有、ゲンタマイシン含有	製造日より18ヶ月	10ml	71004	¥6,500
BO-SemenPrep	精子洗浄用メディウム	従来のグラジエント法に比べ簡易で細胞へのダメージが軽減、ゲンタマイシン含有	製造日より24ヶ月	20ml	71003	¥5,500
Biopsy	バイオプシー用メディウム	BSA含有、HEPES含有、ゲンタマイシン含有	製造日より24ヶ月	10ml	51005	¥6,000
Transfer	運搬移動中の胚培養用メディウム	Day5～胚盤胞期までの培養をサポート、インキュベーター外操作、BSA含有、HEPES含有、ゲンタマイシン含有	製造日より24ヶ月	10ml	51004	¥8,000
OPU	採卵及び洗浄用メディウム	ゲンタマイシン含有	製造日より24ヶ月	500ml	51001	¥13,000
Wash	卵子洗浄及びインキュベーター外操作用メディウム	HEPES含有、ゲンタマイシン含有	製造日より24ヶ月	50ml	51002	¥6,500
BO-HEPES-IVM	インキュベーター外の体外成熟培養用メディウム	低濃度グルコース含有、BSA含有、HEPES含有、ゲンタマイシン含有	製造日より18ヶ月	10ml	71002	¥6,500
Oil	オーバーレイ専用オイル	0.2 μmフィルターでろ過滅菌、超純水を使用したプレウォッシュ済	製造日より18ヶ月	50ml	51003	¥3,500
BO-VitriCool	初期胚・桑実胚のガラス化保存溶液	簡単な3ステッププロトコル、in vitro由来両方に対応、BO-VitriWarmとの併用をお勧めします。	製造日より12ヶ月	kit	71006	¥7,200
BO-VitriWarm	ガラス化保存された胚の融解溶液	簡単な4ステッププロトコル、BO-VitriCoolとの併用をお勧めします。	製造日より12ヶ月	kit	71007	¥8,000