

ASTECC インライン VOCフィルター



マイクロカーボン技術で
最大化されたフィルター
表面積を実現しました。

過マンガン酸カリウムと
活性炭フィルターで効果
的にVOCを除去します。

HEPAフィルターを内蔵
し、VOC以外の微細な
物質も除去します。



専用コネクター
AS-852085



専用ホルダー
AS-852585

業界最高の コストパフォーマンスを ご提供します



製 品 名	交 換 頻 度	型 式	定 価
ASTEC FILTER 6	6ヶ月	ASIF-ST06	¥96,000 ※4本セット
専 用 コ ネ ク タ ー	—	AS-852085	¥3,000
専 用 ホ ル ダ ー	—	AS-852585	¥2,600

CO2やN2タンク内に含まれる気体には、ベンジン、アセトアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物(VOC)が含まれることが報告されています。

Cohen J, Gilligan A, Esposito W, Schimmel T, Dale B (1997) Ambient air and its potential effects on conception in vitro. Hum Reprod 12, 1742-9.

Schimmel T, Gilligan A, Garrisi GJ, Esposito Jr. B, Cecchi M, Dale B, Cohen J (1997) Removal of volatile organic compounds from incubators used for gamete and embryo culture. Fertil Steril 68 Suppl. 1, S165 (Abstract P-151).

Cohen J, Gilligan A, Willadsen S (1998) Culture and quality control of embryos. Hum Reprod 13 Suppl 3, 137-44; discussion 145-7.

Hall J, Gilligan A, Schimmel T, Cecchi M, Cohen J (1998) The origin, effects and control of air pollution in laboratories used for human embryo culture. Hum Reprod 13 Suppl 4, 146-55.

製造販売元 株式会社 アステック



本 社 (092)935-5585
東 京 (03)3834-4485
大 阪 (06)6838-3108
福 岡 (092)935-5685
札 幌 (011)780-4485

販売代理店