


液体窒素保存容器関連アクセサリ

Accessories

クライオフリーズラック／カードボードボックス



クライオフリーズラック



カードボードボックス

クライオフリーズラックはポリカーボネイト製で、耐久性に優れ繰り返し使用することができます。1.2、2.0mlのアウトター、インナーキャップのいずれも収納可能。カードボードボックスは耐久性の高い紙製のボックスで経済的です。頻繁に出し入れする必要がない保存に便利です。

クライオフリーズラック

100本用(5ヶ入)	ACF-100B	132×132×53mm	¥9,800(税別)
81本用(5ヶ入)	ACF-81Y	132×132×53mm	¥8,400(税別)
25本用(5ヶ入)	ACF-25R	75×75×52mm	¥5,700(税別)


カードボードボックス

100本用(10ヶ入)	BT1-100CB	132×132×51mm	¥13,000(税別)
25本用(10ヶ入)	BT1-25CB	76×76×52mm	¥12,000(税別)

LABS／Kシリーズ用ラック

大容量器LABSおよびKシリーズでの保存用ラックです。25本、100本用ボックスとケーンを収納可能です。ステンレス、アルミ製どちらでも対応できます。ボックスラックは13段(LABS94K用は15段)、ケーン用キャニスターのサイズは67mm×67mm×279mmです。


フルサイズラック(100本用ボックス収納)	13-2S	140×143×722mm	¥30,000(税別)
1/4サイズラック(25本用ボックス収納)	13-2N	85×80×718mm	¥24,000(税別)



ケーン

バイアル、チューブやゴブレットを装着します。アルミ製で着脱が容易、丈夫です(長さ29cm)。1袋50本入りです。

DIA Cane	2本立	16.0mm径	5mlアンプル用	¥19,000(税別)
1-B	6本立	11.0mm径	1/0.7mlアンプル用	¥6,000(税別)
1-C	2本立	11.0mm径	9.2/10mlゴブレット用	¥6,000(税別)
1-CC	2本立	12.5mm径	13mlゴブレット用	¥5,500(税別)
1-D	6本立	11.6mm径	1.2/2mlバイアル用	¥5,500(税別)
1-E	5本立	11.6mm径	1.2/2mlバイアル用	¥6,000(税別)
1-F	2本立	22.0mm径	10mlアンプル用	¥25,000(税別)
1-G	2本立	7.6mm径	7.1mlゴブレット用	¥6,000(税別)



ゴブレット

ストローでのサンプル保存に最適です。(1袋100本入)

ストロー収納数			
	0.25cc		
7.1mm PA001	5本	—	¥8,200(税別)
9.2mm PA004	10本	5本	
10mm PA005	12本	5本	
13mm PA003	25本	10本	



クライオスリーブ

ケーンに装着したチューブやゴブレットの脱落を防止します。

C-1000(100本入)	¥19,000(税別)
---------------	-------------



IDタグ



ケーン上部に取り付けることにより、サンプルを識別できます。

IDタグ (緑・青・赤・黄・白 各20枚)	ID-C ¥4,000(税別)
--------------------------	-----------------

ディッパー

容器内の液体窒素を少量汲み出す際にお使いください。

12mm R018-8C50	25×40×483mm	¥26,000(税別)
60mm BT1-DIP	43×52×685mm	¥26,000(税別)
100mm DIP3	42×100×685mm	¥29,000(税別)
200mm DIP4	57×103×730mm	¥32,000(税別)

液体窒素の取扱いには細心の注意をお配り下さい。

アルミ製タル台車



重量センサ付(液体窒素レベル監視装置)もあります。容器の運搬に便利で経済的です。各サイズ揃っておりますので適したモデルをお選びください。

規格	直径	適用容器	
T018	395mm	XTL8、XT20、XT21、AI24 HCL12、HC20、LD25	¥42,000(税別)
T033	475mm	LS750、XT34、HC34、(V)HC35 (V)HC38、LD35、LD50	¥47,000(税別)
T005	695mm	LS3000、LS4800、LS6000	¥66,000(税別)

※床から台座までの高さ10cm

フレキシブルホース



デュワー用分注器を用いて少し離れた容器への分注を行う際に使用します。ステンレス製です、

1m	IW10	¥42,000(税別)
1.5m	IW15	¥45,000(税別)

ツイザー



誤って落下させたチューブやボックスを容器の中から挟んで持ち上げるツールです。挟む部分が鋸状になっています。

ツイザー(1m)	¥31,000(税別)
----------	-------------

デュワー用分注器



容器内の圧力を利用して液体窒素を汲み上げて分注します。

適用モデル:LD25 LD35 LD50	
D050-8C03	¥160,000(税別)

スケール



容器内の液体窒素水位の測定に使います。柔軟性があり、あらゆる容器に対してお使いいただけます。

R033-8C11	¥4,000(税別)
-----------	------------

※表示価格に消費税は含まれておりません。

細胞培養装置

監視システム
LN₂容器

クリーン
テクノロジー製品

遺伝子操作関連製品

IVF消耗品

アステック細胞
科学研究所とその他