




ICSI他作業のための一貫した 高品質のマイクロツール

包装:個別包装10包装/箱
滅菌方法:γ線滅菌
保存条件:室温保存

品質

マイクロピペットは生殖補助医療(ART)とマイクロマニピュレーション分野の専門家の監督下で設計および製造されています。各マイクロピペットは、高度な訓練を受けた技術者によって手作りされています。


ICSIインジェクションピペット(ノーマルタイプ) 10本/箱 ¥24,500(税別)



型番	外径(μm)	内径(μm)	ベベル角度(°)	アングル角度(°)	シャック長(mm)
AI40XX-VL	5.5-6	4.0	20-25	20/30/35	1.0
AI40XX-V	5.5-6	4.0	20-25	20/30/35	0.55
AI45XX-VL	6	4.5	30	20/30/35	1.0
AI45XX-V	6	4.5	30	20/30/35	0.55
AI50XX-VL	7	5.0	30	20/30/35	1.0
AI50XX-V	7	5.0	30	20/30/35	0.55

※XXはアングル角度を記入下さい。

ICSIインジェクションピペット(スムージング加工) 10本/箱 ¥27,800(税別)




先端下部にスムージング加工を施しました。顕微授精時の胚への侵襲ダメージが軽減し、変性率の低下が期待できます。



スムージング加工
イメージ図


型番	外径(μm)	内径(μm)	ベベル角度(°)	アングル角度(°)	シャック長(mm)
AI40XX-YL	5.5-6	4.0	20-25	20/30/35	1.0



ホールディングピペット 10本/箱 ¥15,800(税別)

型番	外径(μm)	内径(μm)	アングル角度(°)	シャック長(mm)
AH7030-S	70	10~15μm	30	0.65
AH9030	90	20	30	0.65
AH9030-L	90	20	30	1.0
AH100XX	100	20	20/30/35	0.65
AH120XX	120	20	20/30/35	0.65
AH120XX-B	120	30	20/30/35	0.65
AH13030-B	130	30	30	0.65

・ホールディングピペットはICSIや他の顕微操作の間、卵母細胞又は胚のポジションを保持するために使用します。
・Bシリーズは卵丘細胞が付着している卵母細胞を保持する際に使用します。



Zonaドリル/アシストハッチングピペット 10本/箱 ¥20,000(税別)

型番	内径(μm)	アングル角度(°)	シャック長(mm)	先端形状
AZ1030	8-10	30	0.55	フラット
AZ1230	10-12	30	0.55	フラット

ブラストマイヤーバイオプシー 10本/箱

型番	内径(μm)	アングル角度(°)	シャック長(mm)	先端形状	価格(税別)
AB3030-Z	30	30	0.55	フラット	¥21,500
AB3530-Z	35	30	0.55	フラット	
AB4030-Z	40	30	0.55	フラット	
AB3030-X	30	30	0.55	ベベル	¥24,000
AB3530-X	35	30	0.55	ベベル	
AB4030-X	40	30	0.55	ベベル	

PZDニードルピペット 10本/箱 ¥19,000(税別)

型番	アングル角度(°)	シャック長(mm)
AP30	30	0.55

※表示価格に消費税は含まれておりません。