

◆ インテバイオステーション(クリーンエア循環モデル)

ATシリーズ / AIMシリーズ / AIMTシリーズ | Inte Bio Station

循環方式

多くのラボで導入実績を誇る従来型モデル



ATシリーズ



AIMシリーズ

共通仕様

■ハイレベルなクリーン環境

■フラットな作業


スペースモニターは壁面に埋め込み、ステージウォーマーや顕微鏡除振台は作業床面に組み込み、ビデオデッキ、電源コンセント等は作業台下の棚に収納することにより、安全性と作業効率がアップしました。

■顕微鏡作業に最適

風量とダウンライトはバリエーションに調整できます。

■インテバイオステーションは、オプションで処置室との間にパスボックスをつけることができます。

弊社、営業担当にお問い合わせください。



スライド式パスボックス取付け例

(寸法単位=mm)

型 式	実体顕微鏡 2台埋め込み仕様		実体+倒立顕微鏡 埋め込み仕様	
	AITT-180	AITT-200	AIMT-180	AIMT-200
外 形 寸 法	D757×H1920			
	W1,800	W2,000	W1,800	W2,000
作 業 空 間 寸 法	D610×H750			
	W1,750	W1,950	W1,750	W1,950
L E D ラ ン プ	7W 6本	7W 8本	7W 6本	7W 8本
ダ ウ ン ラ イ ト	15W×2(調光可)			
風 速	0~0.4m/秒 可変式			
製 品 重 量	355kg	385kg	355kg	385kg
電 源	AC100V 50/60Hz			
サーキットブレーカー	15A 15A(コンセント)			
定 価 (税別)	¥3,600,000	¥4,000,000	¥3,840,000	¥4,090,000

※顕微鏡及び顕微鏡用プレートウォーマーは価格に含まれておりません。

※顕微鏡取付費は別途必要となります。

※AIMシリーズ、AIMTシリーズの価格には除振台は含まれておりません。

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。

(寸法単位=mm)

	実体顕微鏡埋め込み仕様					倒立顕微鏡埋め込み仕様				
型 式	AT-100	AT-130	AT-160	AT-180	AT-200	AIM-100	AIM-130	AIM-160	AIM-180	AIM-200
外 形 寸 法	D757×H1920									
	W1,000	W1,300	W1,600	W1,800	W2,000	W1,000	W1,300	W1,600	W1,800	W2,000
作 業 空 間 寸 法	D610×H750									
	W950	W1,250	W1,550	W1,750	W1,950	W950	W1,250	W1,550	W1,750	W1,950
L E D ラ ン プ	7W 4本	7W 5本	7W 6本		7W 8本	7W 4本	7W 5本	7W 6本		7W 8本
ダ ウ ン ラ イ ト	15W×2(調光可)									
風 速	0～0.4m/秒 可変式									
製 品 重 量	220kg	280kg	320kg	355kg	385kg	220kg	280kg	320kg	355kg	385kg
電 源	AC100V 50/60Hz									
サーキットブレーカー	12A 3A(コンセント)			15A 15A(コンセント)		12A 3A(コンセント)			15A 15A(コンセント)	
定 価 (税別)	¥2,050,000	¥2,250,000	¥2,400,000	¥2,800,000	¥3,030,000	2,290,000	2,470,000	¥2,600,000	¥2,840,000	¥3,340,000

※顕微鏡及び顕微鏡用プレートウォーマーは価格に含まれておりません。※顕微鏡取付費は別途必要となります。※AIMシリーズ、AIMTシリーズの価格には除振台は含まれておりません。

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。

※表示価格に消費税は含まれておりません。

細胞培養装置

監視システム
LN₂容器

クリーン
テクノロジー製品

遺伝子操作関連製品

IVF消耗品

アステック細胞
科学研究所とその他