

コストパフォーマンスに優れた固定ブロックタイプ



0.2mL / 0.5mL 選択

Gene Atlas 482

中量サンプル本数に最適

482
0.2mL 48本掛け

485
0.5mL 30本掛け



優れた操作性と性能及び機能を
維持したままリニューアル

特 長

- 少量本数ながら加温冷却スピードは96wellタイプと同等スペック。
- 2つの制御モードが使い易さをアップさせます。
- ロジカルな加温機構により、ブロック温度の均一化とオイルフリーのオペレーションが可能です。
- 最大75プログラムをメモリできます。
- 突然の停電などで電源供給が停止した場合、電源復旧後4°Cでバックアップします。

(寸法単位=mm)

型 式	482	485
サ ン プ ル 数	0.2mL×48本	0.5mL×30本
温 度 制 御 方 法	マイクロプロセッサによるPID制御	
加 温 ・ 冷 却 方 式	ソリッドステートモジュールによる加温冷却	
温 度 制 御 範 囲	4.0°C～99.9°C(室温25°C)	
温 度 変 動 幅	温度制御精度±0.1°C ホール間±0.5°C以下	
最大加温スピード	3.5°C/秒	3.0°C/秒
最大冷却スピード	3.0°C/秒	2.5°C/秒
プログラムファイル数	PROGRAMMED TEMP Max75ファイル (15ファイル/1ボックス×5ボックス)とCONSTANT TEMP 5ファイル	
カバーヒータ温度制御	一定温度又は制御OFF	
表 示 部	5.5インチ ワイド液晶画面	
外 形 寸 法	W212×D370×H200	
電 源	AC100V 50/60Hz 5A	
製 品 質 量	7kg	
価 格 (税別)	¥425,000	

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。

少量サンプル本数に最適な固定ブロックタイプ



0.2mL / 0.5mL 選択

Gene Atlas K02 / K05

K02
0.2mL 32本掛け

K05
0.5mL 18本掛け



※K02/K05は322/325の後継機種です。

特 長

- リーズナブルな価格で提供
- 5.5インチワイド液晶画面
- 加温ブロックカバー
- 最大75プログラムをメモリー
- バックアップ機能

(寸法単位=mm)

型 式	K02	K05
サ ン プ ル 数	0.2mL×32本	0.5mL×18本
温 度 制 御 方 式	マイクロプロセッサによるPID制御	
加 温 ・ 冷 却 方 式	ソリッドステートモジュールによる加熱冷却/カバー部セラミックヒーター	
温 度 制 御 範 囲	4.0°C～99.9°C	
温 度 制 御 精 度	±0.1°C	
ホ ー ル 間 温 度 分 布	±0.5°C以下	
最大加温スピード	3.5°C/秒	2.5°C/秒
最大冷却スピード	2.5°C/秒	2.0°C/秒
最大 サ イ ク ル 数	99サイクル/セグメント	
加熱冷却時間設定範囲	1秒～9時間59分59秒	
反 応 時 間 設 定 範 囲	1秒～59分59秒、HOLD、無限大	
反 応 温 度 ス テ ッ プ 数	最大25ステップ(5ステップ/サイクル×5セグメント)	
プログラムファイル数	最大75ファイル	
カ バー ヒ ー タ ー 制 御	一定温度、または制御OFF	
表 示 部	5.5インチワイド液晶画面	
機 能	自己診断機能・終了時間表示・反応量設定	
外 形 寸 法	W212×D370×H210mm	
製 品 質 量	6.8kg	
電 源	AC100V 50/60Hz 5A	
価 格 (税別)	¥365,000	

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。

※表示価格に消費税は含まれておりません。