

# サーマルサイクラー用純正ディスポチューブ

DISPOSABLE TUBE

ASTECの各サーマルサイクラーに完全にフィットするように作られていますので、高い再現性をお約束致します。

## 純正だからピッタリ安心!!

- ①チューブはバージンポリプロピレン製でクリアです。
- ②壁面が非常に薄く熱伝導性に優れています。
- ③DNase、RNase、Pyrogenフリーの生物学的物質のコンタミネーションを防ぐ製法で製造されています。


キャップは軽く押し込むだけで、しっかりしたシールができます。




0.2ml 8連




0.2ml 8連キャップ



AP-96



AP-96HS



AM-96




Flat 0.5ml



Dome 0.2ml




Flat 0.2ml



シーリングフィルム



シーリング用ローラー



プレートとシーリングフィルムでの組み合わせでGene Atlas使用時のサンプルの気化を防ぎます。

フィルムパット  
[AFC-Pad] 5枚/袋 ¥20,000(税別)

| 品名                                   | 型 式     | 容量/入数         | 価 格(税別) |
|--------------------------------------|---------|---------------|---------|
| シンウォールチューブドーム                        | AT-02D  | 0.2ml/1000本/箱 | ¥8,000  |
| シンウォールチューブフラット ※1                    | AT-02F  | 0.2ml/1000本/箱 | ¥8,000  |
| 8 連 シンウォールチューブ                       | AT-028  | 0.2ml/125個/袋  | ¥14,000 |
| 8 連 シンウォールキャップ                       | AC-028  | 125個/袋        | ¥3,000  |
| シンウォールチューブフラット                       | AT-05F  | 0.5ml/1000本/箱 | ¥8,000  |
| 9 6 穴 プレート ノンスカート                    | AP-96   | 10枚/袋         | ¥5,000  |
| 9 6 穴プレート用シリコンラバーマット                 | AM-96   | 10枚/袋         | ¥8,000  |
| 9 6 穴 プレート ハーフスカート                   | AP-96HS | 10枚/袋         | ¥7,000  |
| ポリエステルシーリングフィルム<br>(リアルタイムPCR対応、圧着式) | AUC-500 | 100枚/箱        | ¥43,000 |
| ポリプロピレンシーリングフィルム<br>(粘着式)            | AB-TS   | 100枚/箱        | ¥10,000 |
| シーリング用ローラー                           | AT-329  | 1個            | ¥5,400  |

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。

※表示価格に消費税は含まれておりません。

細胞培養装置

監視システム  
L N<sub>2</sub> 容器

クリーン  
テクノロジー製品

遺伝子操作関連製品

IVF 消耗品

アステック細胞  
科学研究所とその他