


第64回 日本卵子学会

The 64th Annual Meeting of Japan Society for Ova Research



2023年
5月20日(土)
・21日(日)

つくば国際会議場
茨城県つくば市園 2-20-3



インキュベーターがコンパクトだと、
ラボスペースが、ぐっと広がる！



タイムラプスインキュベーター
CCM-iBIS-SL

定価：12,600,000円のところ

11,500,000円(税込) ※10台限定

さらに、
2年分の点検費用
通常**38万円**を**無償対応!!**

- パーソナルマルチガスインキュベーターと同等サイズのタイムラプスインキュベーター
- 1台で9枚のディッシュを搭載可能
- 各チャンバー毎に独立した温度センサーを搭載し、安定した培養温度環境を実現
- 直感的な操作性
- 2段設置により有効にスペースを利用

ご来場特別キャンペーン

≪ New モデル ≫

25%OFF



新発売

ドライインキュベーター
EC10

定価：4,000,000円のところ

3,300,000円(税込)



- 個別培養型ドライインキュベーターの10チャンバー
New モデル
- 奥行き・高さを減らし、奥のチャンバーへのアクセスが容易
- ガス消費を抑えたガス循環式モデル (当社独自技術)
- コンタミネーションリスクを抑えた高品質のインキュベーター
- 3段縦置きも可能 (専用架台設置)

アステックブースへGO!

チラシをご持参のうえ
アンケートにお答えいただくと
抽選で
オリジナルグッズが当たる!!

※商品はイメージです

株式会社アステック

株式会社アステック



811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4丁目6番15号

TEL : 092-935-5585 URL : <https://www.astec-bio.com>



アステック本社



細胞化学研究所



Instagram