

LS シリーズ IC バイオメディカル社製

astec

# 液体窒素保存容器

どんなことでもご相談ください!

アステック “熱血” 営業担当



# ラックタイプの決定版!! 台数限定キャンペーン

この機会にご検討ください!

最大 12 万円もお得!!  
それぞれ 5 台限定!!



- ・クライオボックス収納タイプ
- ・真空保証 3 年間
- ・スケール 標準サービス
- ・一次代理店の実績 10 年以上

期間：2023 年 10 月末日ご注文分まで

キャンペーン①

LS シリーズをご購入頂くと…  
アルミ製タル台車サービス!



キャンペーン②

合わせてレベル監視装置を  
セットでご購入頂くと…



クライオフリーズラックを  
プレゼント!!


## オプション



アルミ製タル台車  
T033 ¥50,000 (税別)  
T005 ¥68,000 (税別)



液体窒素レベル監視装置  
(重量監視)  
NLO-20 ¥370,000 (税別)  
NLO-30 ¥400,000 (税別)



## クライオフリーズラック

100 本用 (5ヶ入) ACF-100B	132×132×53mm	¥10,000 (税別)
81 本用 (5ヶ入) ACF-81Y	132×132×53mm	¥8,500 (税別)
25 本用 (5ヶ入) ACF-25R	132×132×53mm	¥6,000 (税別)



アソシオン  
アンゼン  
アステック

Mr. Incubator

\*クライオフリーズラックはポリカーボネイト製で、耐久性に優れ繰り返し使用することができます。1.2、2.0ml のアウター、インナーキャップのいずれも収納可能です。

## 仕様

型 式	LS750	LS3000	LS4800	LS6000	
外径 (mm)	478	683	683	683	
全高 (mm)	681	731	892	991	
口径 (mm)	119	216	216	216	
LN <sub>2</sub> 容量 (L)	35	81	130	165	
蒸発率 (L/日)	0.27	0.76	0.85	0.84	
静止保持日数 (日) 注1	130	106	153	194	
再充填期間 (日) 注2	80	66	96	120	
空重量 (Kg)	17.7	31.8	40.9	55.0	
充填重量 (Kg) 注3	46.0	97.4	146.1	186.4	
2ccバイアル収納本数 注4	750	3000	4800	6000	
バイアル数/ボックス (本)	25	100	100	100	
ラックサイズ/段 (W×D×H:mm)	81×76×53	136×141×55	136×141×55	136×141×55	
ラック本数 (本)	6	6	6	6	
ラック段数	5	5	8	10	
オプション	低レベルアラーム	RO36-8C30	RS30-8C40	RO5K-8C26	RS60-8C26
	キャスター	RO33-8C00	RO5K-8C00	RO5K-8C00	RO5K-8C00
	オートテンドコントローラー	—	—	—	RS60-8C86
定価 (税別)	¥550,000	¥890,000	¥980,000	¥1,050,000	

注1 蒸発率及び静止保持日数は静止状態（ラックなし）での値です。 注3 ラックなし  
 注2 再充填期間はあくまで標準の日数です。実際の日数は使用状況によって異なります。 注4 直径12.5mmの2ccバイアル使用（インナータイプ）

※ LSシリーズのラックは標準付属ですが、クライオボックスは、容量、材質に種類があるため別売となっております。  
 詳しくは、お問い合わせ下さい。

## お問合せ

株式会社アステック 最寄りの各支店へどうぞ

### 東京営業所

〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目3番1号 秋葉原OSビル2F  
 TEL 03-3834-4485(代) FAX 03-3834-4626

### 大阪営業所

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目4番17号 新大阪上野東洋ビル9F  
 TEL : 06-6838-3108 FAX : 06-6305-4616

### 名古屋営業所

〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2丁目14番11号 名駅富士ビル4F 29号  
 TEL : 052-526-1618 FAX : 052-526-1622

### 札幌営業所

〒065-0014 北海道札幌市東区北14条東15丁目3番5号 S・Tビル5F B号室  
 TEL : 011-780-4485(代) FAX : 011-780-4488

### 福岡営業所

〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4丁目6番15号 本社5F  
 TEL : 092-935-5685 FAX : 092-935-5581



アステック本社 HP



細胞科学研究所 HP



Instagram

[本社]

### 株式会社アステック

〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4丁目6番15号  
 TEL : 092-935-5585 FAX : 092-936-6613  
<https://www.astec-bio.com>

株式会社アステック

