

# BI-234C/H 新製品

## ブロックインキュベーター


# New Release

30年の実績を持つ人気モデルが装いも新たにお目見え

アステックの歴史を刷新するパフォーマンス



ニュー  
インキュベーター  
カッコイイ  
デザイン



### 温度上昇・下降スピードを重視した アルミブロックタイプ恒温槽

30年以上積み上げた独自ノウハウ機構により、より早く、より正確な温度コントロールを実現。  
アルミ製ブロックを使用しており、高い温度精度、且つ清潔に使用する事が可能です。  
上下キーのみの操作で簡単にご使用できます。

#### ★新製品ポイント1


#### サンプルホルダーの種類が増加しました!!

0.2ml・0.5ml・1.5ml・0.5ml / 1.5ml 混合  
2.0ml 5.0ml などが新しくラインナップに追加  
さらに 15ml 遠沈管にも対応 (温度制御 40℃まで)  
\* 現行 BI-516・526 シリーズのサンプルホルダーも使用可能

#### ★新製品ポイント2

#### 安全機能の追加と作業の効率化を実現!!

セルフチェック機能 & 8項目の安全機能を追加  
“あんしん・あんぜん” への対策もしっかり!  
外部温度測定 (φ4.2 深さ2.5mm) pt. センサーにも対応可能です。吸気孔を本体前面に移動、作業時の排気を遮断し、実験時のストレスゼロに。機器を横に並べて運転できます。



お問合せ先

株式会社アステック

- 札幌営業所  
TEL : 011-780-4485 (代)
- 東京営業所  
TEL : 03-3834-4485 (代)
- 名古屋営業所  
TEL : 052-526-1618
- 大阪営業所  
TEL : 06-6838-3108
- 福岡営業所  
TEL : 092-957-0760
- ◆URL : <https://www.astec-bio.com>



アステック HP



Instagram