

「コンタミネーション予防」IF-200/160/80/30/15


集塵フィルターキット

細胞培養装置



チャンバー内の清浄化に！

浮遊する塵・カビ胞子をトラップし庫内汚染の発生を軽減させます。
フィルターの材質はガラスペーパーで0.3 μmのポアサイズです。



※扉30秒解放後の0.01CF、0.3 μ粒子数を測定。

品 名	型 式	適 合 機 種	価 格 (税別)
標準集塵フィルターキット	IF-200	SCA-165シリーズ・VCI-165シリーズ CPI-475シリーズ	¥30,000
	IF-160	WCI-165シリーズ	¥25,000
	IF-80	SCA-80シリーズ	¥25,000
	IF-50	AP-50シリーズ	¥25,000
	IF-30	AP-30シリーズ	¥24,000
標準集塵フィルター後付キット	IF-50-1	AP-50シリーズ	¥34,000
	IF-30-1	AP-30シリーズ	¥33,000
標準集塵フィルター交換用	IF-15	全機種	¥22,000

品 名	型 式	適 合 機 種	価 格 (税別)
薄型集塵フィルターキット	IF-200T	SCA-165シリーズ・VCI-165シリーズ CPI-475シリーズ	¥30,000
	IF-160T	WCI-165シリーズ	¥25,000
	IF-80T	SCA-80シリーズ	¥25,000
	IF-50T	AP-50シリーズ	¥25,000
	IF-30T	AP-30シリーズ	¥24,000
	IF-30A	SCA-30シリーズ	¥25,000
薄型集塵フィルター後付キット	IF-50T-1	AP-50シリーズ	¥34,000
	IF-30T-1	AP-30シリーズ	¥33,000
薄型集塵フィルター交換用	IF-15T	全機種	¥22,000

※フィルターの交換推奨時期は1年です。

Shelves And Shelf Brackets

棚板・ブラケット・半トレー



ステンレス鋼板製です。表面は滑らかで安定しています。
ブラケットは、2本1組になっており取り付けが簡単です。

品 名	型 式	適 合 機 種	寸 法 (m m)	価 格 (税別)
棚 板	165001	SCA-165シリーズ・CPI-165シリーズ WCI-165シリーズ	W435×D435×H11	¥15,000
ブラケット(2本/組)	165002		—	¥12,000
棚板SCA80	800001	SCA-80シリーズ	W350×D350×H11	¥12,000
ブラケット(2本/組)	800002		—	¥9,000
棚板APC50	500001	AP-50シリーズ	W338×D332×H7	¥11,000
ブラケット(2本/組)	500002		—	¥8,000
棚板APC30	360001	AP-30シリーズ	W280×D266×H7	¥10,000
ブラケット(2本/組)	360002		—	¥9,000
棚板SCA30	300001	SCA-30シリーズ	W252×D297×H8	¥10,000
ブラケット(2本/組)	300002		—	¥7,000

※用途により特注を承ります。

※表示価格に消費税は含まれておりません。