



「VOCから受精卵を守りませんか？」 astec Filter

アステックインラインVOC吸着フィルター

インキュベーターメーカーが選ぶNo.1フィルター



ガスラインからインキュベーター内に流入するVOC、微生物、アルデヒド、粒子などの汚染物質を除去するフィルターです。
コンパクト且つマグネット方式の為、設置スペースを選ばず取付け出来ます。

特 長

[CO₂/マルチガスインキュベーター専用]

- マイクロカーボン技術で最大限にまで拡張されたフィルター面積を実現しています。
- 活性炭フィルターで効果的にVOCを除去します。
- HEPAフィルターを内蔵し、VOC以外の微細な物質も除去します。

VOCを吸着するには活性炭が有効です。



専用コネクタ



専用ホルダー

製品名	型 式	個 数	価 格(税別)
6 カ 月 フィ ル タ ー	VFAS-002	2本セット	¥45,000
専 用 コ ネ ク タ ー	VFAS-CNC02	2個 1セット	¥4,000
専 用 ホ ル ダ ー	VFAS-HLD01	1個	¥4,000



BIRR BioScience社

タイムラプス培養ディッシュ




グリップがあるため操作性向上
すり鉢状の個別培養ディッシュ

特 長

- 一周するグリップにより、作業時のハンドグリップ性能が向上。
- ウェルはすり鉢状で胚が中央に収まりやすい設計。
- 外側二か所に洗浄などを行えるウェル。
- LAL, MEA, SMAテスト済、CEマーク、FDA認証

型 式	枚 数	価 格(税別)
113031TL-50	50枚	¥25,000
113031TL-100	100枚	¥50,000
113031TL-500	500枚	¥220,000
1134+8TL-50	50枚	¥32,000
1134+8TL-100	100枚	¥62,000
1134+8TL-500	500枚	¥295,000



※表示価格に消費税は含まれておりません。

I V F 消耗品