




Accessories

液体窒素保存容器 関連アクセサリ

クライオフリーズラック／カードボードボックス



クライオフリーズラック



カードボードボックス

クライオフリーズラックはポリカーボネイト製で、耐久性に優れ繰り返し使用することができます。1.2 mlのアウター/インナーキャップ、2.0 mlのアウター/インナーキャップいずれも収納可能。カードボードボックスは耐久性の高い紙製のボックスで経済的です。頻繁に出し入れする必要がない保存に便利です。

クライオフリーズラック

100本用(5ヶ入)	ACF-100B	132×132×53mm	¥14,000(税別)
81本用(5ヶ入)	ACF-81Y	132×132×53mm	¥12,000(税別)
25本用(5ヶ入)	ACF-25R	75×75×52mm	¥8,500(税別)


カードボードボックス

100本用(10ヶ入)	BT1-100CB	132×132×51mm	¥16,000(税別)
25本用(10ヶ入)	BT1-25CB	76×76×52mm	¥13,000(税別)


LABS／Kシリーズ用ラック

大容量器LABSおよびKシリーズでの保存用ラックです。25本、100本用ボックスとケーンを収納可能です。ステンレス、アルミ製どちらでも対応できます。ボックスラックは13段(LABS94K用は15段)、ケーン用キャニスターのサイズは67mm×67mm×279mmです。

1 フルサイズラック(100本用ボックス収納)	13-2S	140×143×722mm	¥42,000(税別)
2 1/4サイズラック(25本用ボックス収納)	13-2N	85×80×718mm	¥32,000(税別)



1



2

ケーン

バイアル、チューブやゴブレットを装着します。アルミ製で着脱が容易、丈夫です(長さ29cm)。1袋50本入りです。

DIA Cane	2本立	16.0mm径	5mlアンプル用	¥48,000(税別)
1-B	6本立	11.0mm径	1/0.7mlアンプル用	¥7,500(税別)
1-C	2本立	11.0mm径	9.2/10mlゴブレット用	¥7,500(税別)
1-CC	2本立	12.5mm径	13mlゴブレット用	¥6,500(税別)
1-D	6本立	11.6mm径	1.2/2mlバイアル用	¥6,500(税別)
1-E	5本立	11.6mm径	1.2/2mlバイアル用	¥7,500(税別)
1-F	2本立	22.0mm径	10mlアンプル用	¥51,000(税別)
1-G	2本立	7.6mm径	7.1mlゴブレット用	¥7,500(税別)



DIA



1-B



1-C



1-CC



1-D



1-E



1-F



1-G

ゴブレット

ストローでのサンプル保存に最適です。(1袋100本入)

		ストロー収納数		
		0.25cc	0.5cc	
7.1mm	PA001	5本	—	¥16,000(税別)
9.2mm	PA004	10本	5本	
10mm	PA005	12本	5本	
13mm	PA003	25本	10本	



クライオスリーブ

ケーンに装着したチューブやゴブレットの脱落を防止します。

C-1000(100本入)
¥30,000(税別)



IDタグ



ケーン上部に取り付けることにより、サンプルを識別できます。

IDタグ
(緑・青・赤・黄・白 各20枚) ID-C ¥6,000(税別)

ディッパー

容器内の液体窒素を少量汲み出す際
にお使いください。

サイズ: A×B×C

12ml	R018-8C50	25×40×483mm	¥33,000(税別)
60ml	BT1-DIP	43×52×685mm	¥33,000(税別)
100ml	DIP3	42×100×685mm	¥34,000(税別)
200ml	DIP4	57×103×730mm	¥37,000(税別)

液体窒素の取扱いには細心の注意をお配り下さい。

フレキシブルホース



デュワー用分注器を用いて少し離れた容器への分注を行う際に使用します。ステンレス製です。

1m	IW10	¥70,000(税別)
1.5m	IW15	¥72,000(税別)

デュワー用分注器



容器内の圧力を利用して液体窒素を汲み上げて分注します。

適用モデル: LD25 LD35 LD50	
D050-8C03	¥280,000(税別)

アルミ製タル台車

容器の運搬に便利で経済的です。各サイズ揃っておりますので適したモデルをお選びください。
重量センサ付(液体窒素レベル監視装置)もあります。

規格	直径	適用容器	
T018	395mm	XT10、XT20、XT21、HLC12 HC20、TW20、LD25	¥58,000(税別)
T033	475mm	LS750、XT34、HC34、(V)HC35 (V)HC38、LD35、LD50	¥60,000(税別)
T005	695mm	LS3000、LS4800、LS6000	¥80,000(税別)

※床から台座までの高さ10cm

ツイザー



誤って落下させたチューブやボックスを容器の中から挟んで持ち上げるツールです。挟む部分が鋸状になっています。

ツイザー(1m)	¥42,000(税別)
----------	-------------

スケール



容器内の液体窒素水位の測定に使用します。柔軟性があり、あらゆる容器に対してお使いいただけます。

※最長92cmまで測定可能

R033-8C11	¥6,000(税別)
-----------	------------

※表示価格に消費税は含まれておりません。

液体窒素保存容器